



méretre vágható,
könnyen eltéphető

2db
5 x 15 cm



nem tartalmaz drogot,
doppingmentes



tapasz színe: zöld

Váll-, könyök-, térd- és hátfájdalmak
kezelésére szolgál.

Mikroelektromos működésű fájdalomcsillapító, izomgörcsoldó tapasz. Nedvesítés (veríték) hatására gyenge egyenáramot létesít a bőrön, mely áram az izmot ellazítja, a görcsöt megszünteti. A fájdalmat gyorsan enyhíti, illetve elmulasztja.

Figyelmeztetések: Külső használatra! Nyílt sebre nem alkalmazható! Egyszer használatos. Használat előtt olvassa el a belső oldalon található tájékoztatót! A ragasztóanyag tartalmaz *kaucsukot*, amely az arra érzékenyeknél allergiás reakciót válthat ki, mely a bőr pirolásával, viszketéssel jár: ez esetben távolítsuk el a tapaszt és ne használjuk!

Tárolás: legfeljebb 30°C-on, száraz, hűvös helyen. Felnyitás után 6 hónapig használható fel.

Felhasználható: év,hónap,nap

Forgalmazók:
gyógyszertárak, Herbária üzletek

Gyártja:
MOTTO-ELEKTRO KFT.
H-1025 Budapest
Törökvesz út 74/B
e-mail: motto@motto.hu
web: www.motto.hu

Orvostudományi eszköz I. kockázati osztály



FÁJDALOMCSILLAPÍTÓ TAPASZ sportolóknak

HASZNÁLATA:

- A tapaszból ollóval vágjunk le egy 3-5 cm hosszú darabot, távolítsuk el róla a védőpapírt, és a **fájdalom helyére**, tiszta, száraz, krémtől, szőrtől mentes bőrre ragasszuk fel. Nagyobb fájó izom esetén tapintsuk ki a legfájdalmasabb pontot és oda ragasszunk (nem szükséges a teljes fájó területet lefedni a tapasszal)!
- Rászorított **kezünkkel melegítsük fel** pár másodpercig a felragasztott tapaszt, hogy jól felragadjon és a működés hamar beinduljon.
- Egyidejűleg **több helyen is viselhető**, többféle fájdalom egyidejű kezelésére is alkalmas. Legfeljebb 5x5 cm-es darabot használjuk és mindig a tapinthatóan legerősebb fájdalom helyére tapasszunk.
- **1-10 napig** viseljük, ha a fájdalom nem szűnik, csak enyhül, cseréljük.
- A tapasz **vízálló**, lehet vele tisztálkodni, de erős dörzsölését kerülnünk.
- A tapasz eltávolítása után a maradék ragasztóanyagot alkohollal távolíthatjuk el a bőrrel.

A MOTTO TAPASZNAK GYULLADÁSCSÖKKENTŐ HATÁSA IS VAN!

A 41. Bruxelles-i Szabadalmi Világkiállítás valamint a nürnbergi Nemzetközi Találmányi Kiállítás kitüntetett találmánya.



aranyérem -
EUREKA Találmányi
Világkiállítás



bronzérem -
IENA Nemzetközi
Találmányi Kiállítás

Változatszám: V01 • Érvényes: 2017.06.06.



FÁJDALOMCSILLAPÍTÓ TAPASZ sportolóknak



10 napig
működőképes

MIKROELEKTROMOS
MŰKÖDÉSŰ



MAGYAR
TALÁLMÁNY


HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ



Az egy csomagban található, 2db 15×5 cm-es tapaszból 6db 5×5 cm-es vagy 10db 3×5 cm-es darab vágható fel, így folyamatos használat esetén 1-2 hónapra elegendő.

1 KAR- ÉS VÁLLFÁJDALMAK

A fájdalom helyére 5×5 cm-es, a gerincoszlop és a lapocka közé 3×5 cm-es tapaszt ragasszunk fel! Ajánlatos a tapaszt a fájdalom megszűnte után még néhány napig viselni. A gerincen található idegkilépő helyekre (lapockák közé és az utolsó csigolyára) is ajánlott felhelyezni, ha az egész kar fáj.




2 TÉRDFÁJDALOM

A térdkalács köré (az ízületre) ragasszunk 2×5 cm-es darabokat a tapaszból. Hosszan tartó (krónikus) térdfájdalom esetén előfordul, hogy a tapaszt folyamatosan, 5-10 napig viselni kell.



Mindig a tapinthatóan legerősebb fájdalom helyére tapasszunk!



3 HÁT-, GERINCFAJDALOM, PORCKORONGSÉR

5×5 cm-es tapaszt kell ragasztani a fájdalom helyére.

4 KÖNYÖKFÁJDALOM, TENISZKÖNYÖK

Ragasszunk egy-egy 3×5 cm-es tapaszt a könyök két oldalára (belső és külső könyökudor).



Akut fájdalmaknál gyorsabban várható a fájdalom enyhülése, míg a krónikus bántalmaknál hosszabb kezelés is szükséges lehet.